

# Übersicht von Symbolen in Zusammenhang mit Elektrochirurgie

Symbol	Bezeichnung
	Fußschalteranschluss
	Neutralelektrode bei HF von Erde isoliert
	Defibrillationsgeschütztes Anwendungsteil des Typs CF
	Wechselstrom
	„EIN“ / „AUS“ (druckbetätigt)
	Während der Aktivierung (des HF-Gerätes) wird HF-Energie im Funkfrequenzbereich 9 kHz bis 400 GHz angewendet, welche elektromagnetische Strahlung erzeugt.
	Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten entsprechend Richtlinie 2002 / 96 / EG (WEEE), siehe Entsorgung
	Kennzeichnung des (aktiven) HF-Ausgangs; Vorsicht: Gefährliche elektrische Spannung.
	Achtung: Beschränkung des Verkaufs und der Verschreibung auf Ärzte. Nur für den behandelnden Arzt.
	Hersteller
	Herstellungsdatum
	Gebrauchsanweisung beachten
	Äquipotential (Potentialgleichheit)
	Signal-Eingang des Lichtwellenleiteranschlusses
	Signal-Ausgang des Lichtwellenleiteranschlusses
	Ethernet Anschluss
	USB Anschluss
	Audio (IN)
	UART Kommunikationsschnittstelle
	Artikelnummer
	Seriennummer

Symbol	Bezeichnung
	CE-Kennzeichnung mit Nummer der benannten Stelle. Produkt ist konform mit den grundlegenden Anforderungen der Verordnung (EU) 2017 / 745 über Medizinprodukte.
	Konform zu russischen Standards
	Schutzklasse
	Charge
	Menge
	Verwendbar bis
	Sterilisiert mit Ethylenoxid
	Einmalverwendung
	Nicht resterilisieren
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
	Vorsicht: Zerbrechlich!
	Vor Sonneneinstrahlung schützen
	Vor Nässe schützen
	Achtung
	Medizinprodukt
	Latexfrei
	Gebrauchsanweisung beachten
	Temperaturbegrenzung
	Luftfeuchtigkeitsbereich, dem das Gerät ausgesetzt werden darf
	Luftdruckbereich, dem das Gerät ausgesetzt werden darf

**Achtung:** Diese Checkliste ersetzt nicht den Verwendungshinweis. Aus den darin enthaltenen Informationen und Angaben lassen sich keine Ansprüche gegen BOWA-electronic GmbH & Co. KG ableiten. In Abhängigkeit von den individuellen Gegebenheiten kann es erforderlich sein, von den in diesem Dokument gemachten Angaben abzuweichen. Wenden Sie sich für die Geräteeinweisungen an den für Sie zuständigen BOWA MEDICAL-Vertreter.

**BOWA MEDICAL**