

Aperçu des symboles en rapports avec l'électrochirurgie

Symbole	Désignation
	Connecteur de pédale
	Électrode neutre isolée de la terre en HF
	Partie appliquée protégée contre la défibrillation de Type CF
	Courant alternatif
	"On"/"Off" (poussée)
	Pendant l'activation (de l'appareil à HF) l'énergie HF utilisée, se situe entre les fréquences de 9kHz à 400GHZ, laquelle génère un rayonnement électromagnétique.
	Marquage des équipements électriques et électroniques selon la directive 2002/ 96 / EG (WEEE), voir mise au rebut
	Identification de la sortie HF (active) Attention : tension électrique dangereuse.
	Attention : restriction de vente et de la prescription aux médecins. Uniquement pour les médecins en activités
	Fabricant
	Date de fabrication
	Suivre les instructions du mode d'emploi
	équipotentiel (équipotentialité)
	Entrée du signal de la fibre optique
	Sortie du signal de la fibre optique
	Connexion ethernet
	Connexion USB
	Entrée audio
	Interface de communication UART
	numéro d'article
	Numéro de série

Symbole	Désignation
	Marquage CE avec numéro de l'organisme notifié. Le produit est conforme aux exigences réglementaires (UE) 2017 / 745 sur les dispositifs médicaux
	Le produit est conforme aux exigences réglementaires russes
	Classe de protection
	Numéro de Lot
	Quantité
	Date de péremption
	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
	Usage unique
	Ne pas restériliser
	Ne pas utiliser en cas d'emballage endommagé
	Attention fragile
	Protéger des rayons du soleil
	Protéger de l'humidité
	Danger
	Dispositif médical
	Sans latex
	Suivre les instructions du mode d'emploi
	Limite de température
	Plage d'humidité de l'air dans laquelle peut être exposée l'appareil.
	Plage de pression d'air à laquelle l'appareil peut être exposé

Attention: cette liste de contrôle ne remplace en aucun cas les conseils d'utilisation. Les informations et les indications contenues ne permettent pas de faire valoir aucun droit à l'encontre de BOWA-electronic GmbH & Co. KG. En fonction de la situation individuelle, il peut être nécessaire de diverger des indications figurant dans le présent document. Pour les instructions relatives à l'appareil, adressez-vous à votre représentant compétent BOWA MEDICAL.