










































Resumo dos símbolos em relação à eletrocirurgia

Símbolo	Descrição
	Conexão do pedal
	Eletrodo neutro isolado contra terra usando AF
	Peca CF com proteção a desfibrilação
	Corrente alterna
	Ligado/Desligado via botão
	Durante a ativação (do dispositivo de AF), energia de AF de radiofrequência de 9 kHz a 400 GHz é aplicado, gerando radiação eletromagnética
	Identificação de aparelhos elétricos e eletrônicos em acordo da diretiva 2002/96/EC (WEEE), refere à eliminação
	Identificação de saída (ativa) de AF: Cuidado: voltagem elétrica perigosa
	Cuidado: venda e prescrição restringida aos médicos.
	Fabricante
	Data de produção
	Revise manual de instruções
	Equipotencial
	Sinal entrada da conexão da fibra ótica
	Sinal saída da conexão da fibra ótica
	Conexão ethernet
	Conexão USB
	Áudio IN
	Interface de comunicação UART
	Referência de produto
	Número de serie

Símbolo	Descrição
	Marca CE com numero de agencia autorizada. Este produto esta cumprindo com os requerimentos essenciais da Regulação de Dispositivos Médicos (EU) 2017/745
	Em acordo de estândar russo
	Categoria de proteção
	Lote de produção
	Quantidade
	Data de Validade
	Esterilizado em oxido de etileno
	Utilização única
	Não reprocessar
	Não utilizar se a embalagem estiver violada
	Cuidado: frágil!
	Guardar protegido da luz solar
	Guardar em local seco
	Advertência
	Dispositivo médico
	Sem látex
	Observar as instruções de uso
	Limite de temperatura
	Limite de umidade permissível
	Limites de pressão de ar

Atenção! Esse checklist não substitui o manual de instruções do equipamento. As informações e dados contidos nesse documento não geram nenhum direito de reclamação contra a BOWA-electronic GmbH & Co. KG. Algumas situações e circunstâncias individuais e especiais podem requerer a desvinculação das informações fornecidas nesse documento. Para instruções sobre como usar o equipamento, favor contatar o seu representante local da BOWA MEDICAL.

BOWA MEDICAL

BOWA-electronic GmbH & Co. KG | Heinrich-Hertz-Strasse 4 – 10 | 72810 Gomaringen | Alemanha | Telefone +49 7072 6002-0 | info@bowa-medical.com | www.bowa-medical.com