

Przegląd symboli związanych z elektrochirurgią

Symbol	Nazwa
	Gniazdo włącznika nożnego
	Elektroda neutralna odizolowana od uziemienia podczas użycia HF
	Chroniona przed defibrylacją część użytkowa typu BF
	Prąd przemienny
	„WŁ.”/„WYŁ.” (naciskany)
	W trakcie aktywacji (urządzenia HF) stosuje się energię HF w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 400 GHz, wytwarzającą promieniowanie elektromagnetyczne.
	Oznaczenie urządzeń elektrycznych i elektronicznych odpowiadające dyrektywie 2002 / 96 / WE (WEEE), patrz utylizacja
	Oznaczenie (aktywnego) wyjścia HF Przestroga: niebezpieczne napięcie elektryczne.
	Uwaga: sprzedaż zastrzeżona wyłącznie dla lekarzy i na ich zalecenie. Wyłącznie dla lekarza prowadzącego leczenie.
	Producent
	Data produkcji
	Należy przestrzegać instrukcji użycia
	Ekwipotencjał (wyrównanie potencjałów)
	Wejście sygnału przyłącza światłowodu
	Wyjście sygnału przyłącza światłowodu
	Przyłącze Ethernet
	Przyłącze USB
	Audio (WEJ.)
	Interfejs komunikacyjny UART
	Numer artykułu
	Numer seryjny

Symbol	Nazwa
	Oznakowanie CE z numerem jednostki notyfikowanej. Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017 / 745 w sprawie wyrobów medycznych.
	Produkt zgodny z normami rosyjskimi
IP X	Klasa ochrony
LOT	Partia
QTY	Ilość
	Data ważności
	Sterylizowane tlenkiem etylenu
	Do jednorazowego użytku
	Nie sterylizować ponownie
	Nie stosować w przypadku uszkodzonego opakowania
	Przestroga: wyrób delikatny!
	Chronić przed działaniem promieni słonecznych
	Chronić przed wilgocią
	Uwaga
MD	Wyrób medyczny
	Bez zawartości lateksu
	Należy przestrzegać instrukcji użycia
	Ograniczenie temperatury
	Zakres wilgotności powietrza, na jaką narażone może być urządzenie
	Zakres ciśnienia powietrza, na jakie narażone może być urządzenie

Uwaga: Niniejsza lista kontrolna nie zastępuje instrukcji użytkowania. Zawarte w niej informacje i dane nie mogą stanowić podstawy do żadnych roszczeń względem firmy BOWA-electronic GmbH & Co. KG. W zależności od indywidualnych okoliczności może być konieczne odejście od informacji podanych w niniejszym dokumencie. Aby uzyskać instrukcje dotyczące urządzeń, należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela BOWA MEDICAL.

BOWA MEDICAL

BOWA-electronic GmbH & Co. KG | Heinrich-Hertz-Strasse 4-10 | 72810 Gomaringen | Niemcy | Telefon +49 7072 6002-0 | info@bowa-medical.com | www.bowa-medical.com